


Anti-P53-Kaninchen-Polymab® (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0006844



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes p53. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Rekombinantes Protein als Immunogen, kreuzreaktiv mit humanem p53. Ideal für die Krebsforschung und Studien zur Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] p53-Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7157
GeneID	7157
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen p53.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04637
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Ice-Bag