

## Kaninchen-Monoklonaler Anti-P60-Caf1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Artikelnummer: CM0010482



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes p60 CAF1 (CHAF1B), einen Chromatinassemblierungsfaktor, der während der DNA-Replikation und -Reparatur an der Nukleosomenassemblierung beteiligt ist. Validiert für die Anwendungen WB, IHC-P und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | p60-CAF1-Kaninchen-mAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1                                                           |
| Art               | Mensch                                                                                                                    |
| Gen-ID (Mensch)   | 8208                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 8208                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 459-559 des humanen p60 CAF1 (Q13112) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                    |
| SWISS             | Q13112                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 61 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                  |