

Anti-P60 Caf1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13112

Artikelnummer: CM0024710



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes p60 CAF1 (CHAF1B, CAF-1 p60), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Chromatin-Assemblierung und DNA-Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p60 CAF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CAF1; MPP7; CAF-1; CAF1A; CAF1P60; CAF-IP60; MPHOSPH7; p60 CAF1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8208
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-559 des humanen p60 CAF1 (NP_005432.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13112
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel