

Anti-P63 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3D4

Artikelnummer: CM0017601



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes p63 (TP63), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Forschungsanwendung für Apoptose, Epitheliale Stammzellbiologie und Gliedmaßenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p63 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8626
Gen-ID	8626
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 von humanem p63 (NP_003713.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3D4
Proteingewicht	45-77 kDa
Versand	Eisbeutel