

Anti-P63 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für IHC-P, Elisa - Q9H3D4

Artikelnummer: CM0011853



Einführung

p63 Kaninchen monoklonaler Antikörper für IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Erforschung der epithelialen Morphogenese und Stammzellbiologie. SWISS: Q9H3D4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p63 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Spezies	Human
Gen-ID	8626 (Human)
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 581-680 von humanem p63 (NP_003713.3) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3D4
Proteingewicht	45-77 kDa
Versand	Eistasche