

Anti-P63 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - Q9H3D4

Artikelnummer: CM0005135



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes p63 (TP63) gerichtet ist. Validiert für WB, ELISA und ChIP; er erkennt menschliches und Ratten-p63 mit einem Molekulargewicht von 45-77 kDa. Ideal zur Untersuchung der Transkriptionsregulation, der epithelialen Morphogenese und der Gliedmaßenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p63 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIS; KET; LMS; NBP; RHS; p40; p51; p63; EEC3; OFC8; p73H; p73L; SHFM4; TP53L; TP73L; p53CP; TP53CP; B(p51A); B(p51B)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8626
GenID	8626
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 581-680 von humanem p63 (NP_003713.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9H3D4
Proteingewicht	45-77 kDa
Versand	Eisbeutel