

Kaninchen-Polyklonaler Anti-P63-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9H3D4

Artikelnummer: CM0019873



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes p63 (TP63), geeignet für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humane, murine und Rattenproteine. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und der epithelialen Morphogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	p63-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AIS, KET, LMS, NBP, RHS, p40, p51, p63, EEC3, OFC8, p73H, p73L, SHFM4, TP53L, TP73L, p53CP, TP53CP, B(p51A), B(p51B)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	8626
GeneID	8626
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 166-362 des humanen p63 (NP_001108452.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3D4
Proteingewicht	45-77 kDa
Versand	Kühlakku