


Anti-P70 S6 Kinase 1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Artikelnummer: CM0011979



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Anti-p70 S6 Kinase 1 Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen und Rattenproben. Zielt auf die wichtigste mTOR-Downstream-Kinase ab, die die Translation und das Zellwachstum reguliert. Für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p70 S6 Kinase 1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Spezies	Mensch
GenID	6198
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 der menschlichen p70 S6 Kinase 1 (NP_003152.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23443
Protein-Gewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel