


Anti-P70 S6 Kinase 1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23443

Artikelnummer: CM0021499



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes p70 S6 Kinase 1 (RPS6KB1) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu mTOR-Signalisierung und Zellproliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p70 S6 Kinase 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6198
GenID	6198
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 421-520 von humanem p70 S6 Kinase 1 (NP_003152.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23443
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel