

Anti-P70 S6 Kinase 2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubs0

Artikelnummer: CM0014524

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes p70 S6 Kinase 2 (RPS6KB2) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für mTOR-Signalisierung, Zellwachstum und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p70 S6 Kinase 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KLS; SRK; S6K2; S6KB; STK14B; S6KI(2); S6Kbeta; p70S6Kb; P70-beta; S6K-beta2; P70-beta-1; P70-beta-2; p70(S6K)-beta; p70 S6 Kinase 2
Spezies	Human
GenID (Human)	6199
GenID	6199
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-170 von humanem p70 S6 Kinase 2 (NP_003943.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBS0
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel