

Anti-P73 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15350

Artikelnummer: CM0006984



Einführung

Kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes p73 (O15350). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus- und Ratten-p73. p73 ist ein p53-verwandter Transkriptionsfaktor, der an Apoptose, Tumorsuppression und Ciliogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p73 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P73; CILD47; p73
Spezies	Mensch
Gen-ID	7161
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem p73 (O15350) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15350
Proteinmasse	70 kDa
Versand	Eisbeutel