

## Anti-P75Ntr/Ngfr (Cd271) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08138

Artikelnummer: CM0003820



### Einführung

Hochspezifischer kaninischer monoklonaler Antikörper gegen humanes p75NTR/NGFR (CD271/TNFRSF16). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Neurotrophin-Signalübertragung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | p75NTR/NGFR Kaninchen mAb                                                                                                                              |
| Bemerkungen/Alias | CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR                                                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                  |
| GeneID (Human)    | 4804                                                                                                                                                   |
| GeneID            | 4804                                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 des humanen p75 NGF-Rezeptors (P08138) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                              |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                 |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                     |
| SWISS             | P08138                                                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                              |