


Anti-P75Ntr/Ngfr-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08138

Artikelnummer: CM0020352



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes p75NTR/NGFR, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Neurotrophin-Signalübertragung und der neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p75NTR/NGFR-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4804
GeneID	4804
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08138
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku