

Anti-P75Ntr/Ngfr Kaninchen-Polymab® Für Wb, Ihc-P, Elisa - P08138 / Q9Z0W1

Artikelnummer: CM0012125



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen p75NTR/NGFR für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murines NGFR mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Neurotrophin-Signalübertragung, Zellschicksalsbestimmung und zum Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	p75NTR/NGFR Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Arten	Mensch/Maus
GeneID (Mensch)	4804
GeneID	4804/18053
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 300-400 des menschlichen p75NTR/NGFR (NP_150086.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08138/Q9Z0W1
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Kühlakku