

Anti-Pabpc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11940

Artikelnummer: CM0015808



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PABPC1, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für mRNA-Stoffwechsel- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pAbPC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PAB1; PABP; PABP1; PABPC2; PABPL1; pAbPC1
Spezies	Human
Gen-ID (human)	26986
Gen-ID	26986
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11940
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eistasche