

Anti-Pabpc4 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13310

Artikelnummer: CM0028445

Einführung

Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen menschliches PABPC4. Anwendungen: WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der mRNA-Poly(A)-Bindung und der posttranskriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PABPC4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	APP1, APP-1, PABP4, iPABP, PABPC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8761
GenID	8761
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem PABPC4 (NP_003810.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13310
Protein-Gewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel