

Anti-Pabpc5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Du9

Artikelnummer: CM0027003

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PABPC5 (Polyadenylat-bindendes Protein 5) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Zeigt Kreuzreaktivität mit humanen und murinen Spezies. Ideal für die IVD-Forschung zu mRNA-Metabolismus und zytoplasmatischen Regulationsprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PABPC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PABP5; PABPC5
Spezies	Human
GeneID (Human)	140886
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-382 des humanen PABPC5 (NP_543022.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96DU9
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eistasche