


Anti-Pabpn1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86U42

Artikelnummer: CM0028652



Einführung

Humaner PABPN1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines PABPN1, ein nukleäres Poly(A)-bindendes Protein, das an der mRNA-3'-Enden-Prozessierung beteiligt ist. Ideal für die Forschung im Bereich mRNA-Stoffwechsel und Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PABPN1 Kaninchen pAk
Anmerkungen/Alias	OPMD; PAB2; PABII; PABP2; PABP-2; PABPN1
Spezies	Human
Gen-ID	8106
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen PABPN1 (NP_004634.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q86U42
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku