


Anti-Pacsin2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Unf0

Artikelnummer: CM0022742



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen PACSIN2 (Syndapin-2), validiert für WB und ELISA in Proben von Mensch und Maus. PACSIN2 reguliert die Caveolae-Morphogenese, Endozytose und die Ausbreitung von HIV-1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PACSIN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SDPIL; PACSIN2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11252
GeneID	11252
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 240-410 des menschlichen PACSIN2 (NP_009160.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UNF0
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel