

Anti-Pacsin3 Poly-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uks6

Artikelnummer: CM0030020

Einführung

Kaninchchen-polyklonaler Antikörper gegen PACSIN3, geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte PACSIN3, ein Protein, das an Endozytose und Membranproteintransport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PACSIN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SDPIII; PACSIN3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29763
GenID	29763
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 175-424 von humanem PACSIN3 (NP_057307.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKS6
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel