

Anti-Padi1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9ULc6

Artikelnummer: CM0016368



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PADI1, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wird für die Untersuchung von Protein-Arginin-Deiminase in epidermalen Keratinozyten verwendet. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PADI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PDI; PAD1; PDI1; HPAD10; PADI1
Spezies	Human
GeneID (Human)	29943
GeneID	29943
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-277 von humanem PADI1 (NP_037490.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9ULC6
Protein-Gewicht	75kDa
Versand	Eistasche