

Anti-Padi1/Pad1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ulc6

Artikelnummer: CM0007636



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes PADI1/PAD1, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Untersuchung der Protein-Citrullinierung und Epidermisbiologie. Vorhergesagtes Molekulargewicht von 74 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PADI1/PAD1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	PADI1; HPAD10; PAD1; PDI; PDI1; Peptidyl-Arginin-Deiminase 1; PADI1/PAD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29943
Gen-ID	29943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-277 von menschlichem PADI1/PAD1 (NP_037490.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9ULC6
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eispackung