

Anti-Padi2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2J8

Artikelnummer: CM0015904



Einführung

PADI2 Kaninchen pAb (Q9Y2J8) ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen Protein-Arginin-Deiminase Typ 2 gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber humanem Gewebe, geeignet für IVD-Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PADI2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	PAD2; PDI2; PAD-H19; PADI2
Art	Mensch
Gen-ID	11240
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 des menschlichen PADI2 (NP_031391.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y2J8
Proteinmasse	76 kDa
Versand	Eisbeutel