

Polyklonaler Anti-Padi4-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Um07

Artikelnummer: CM0022598



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PADI4 (Protein-Arginin-Deiminase Typ 4). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Chromatindekondensation, NETose und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PADI4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23569
GeneID	23569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 290-663 des humanen PADI4 (NP_036519.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UM07
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku