

Anti-Padi4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Um07

Artikelnummer: CM0021229



Einführung

Hochwertiger Anti-PADI4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches, murines und rattes PADI4. Geeignet für die Untersuchung von Citrullinierung, NETose und Chromatin-Umbau in der Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PADI4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAD; PAD4; PDI4; PDI5; PADI5; PADI4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23569
GenID	23569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 290-663 von menschlichem PADI4 (NP_036519.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UM07
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel