

Anti-Paep Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09466

Artikelnummer: CM0030995



Einführung

Der Anti-PAEP Kaninchen-Polyklonalantikörper von CamelBio detektiert humanes Glycodelin (P09466) via WB und ELISA. Er unterstützt die Forschung zu Befruchtung, Immunmodulation und Studien an reproduktivem Gewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAEP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GD; GdA; GdF; GdS; PEP; PAEG; PP14; ZIF-1; PAEP
Spezies	Human
GeneID (Human)	5047
GeneID	5047
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-180 von humanem PAEP (NP_002562.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09466
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel