


Anti-Paf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N7H5

Artikelnummer: CM0009040



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes PAF1 (PD2) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion des PAF1-Komplexes bei der Transkriptionsregulation und der Pluripotenz embryonaler Stammzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PD2; F23149_1; PAF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54623
GenID	54623
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PAF1 (NP_061961.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8N7H5
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel