

Anti-Pag1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nwq8

Artikelnummer: CM0002523

Einführung

Anti-PAG1 Kaninchen monoklonaler Antikörper (47 kDa) für WB- und ELISA-Anwendungen. Zielt auf das Phosphoprotein PAG/Cbp (Q9NWQ8) ab, das an der Regulation der T-Zell-Signalisierung beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAG1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CBP; PAG; PAG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55824
GenID	55824
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 333-432 von menschlichem PAG1 (Q9NWQ8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWQ8
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel