


Anti-Pah Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00439

Artikelnummer: CM0022428



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PAH (Phenylalanin-4-Hydroxylase) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte.

Rekombinantes Proteinimmunogen, das die Aminosäuren 110-452 abdeckt. Geeignet für die Stoffwechsel- und Genomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5053
GenID	5053
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 110-452 von humanem PAH (NP_000268.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P00439
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel