

Anti-Pah Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P00439

Artikelnummer: CM0016973



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Phenylalanin-4-Hydroxylase (PAH). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Phenylalaninstoffwechsel-, PKU-Forschung. Erkennt ein Protein von ~52 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PH; PKU; PKU1; PAH
Spezies	Human
GenID (Human)	5053
GenID	5053
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-290 von humanem PAH (NP_000268.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P00439
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel