

Anti-Pai-1/Serpin E1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P05121

Artikelnummer: CM0027955



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen humanes PAI-1/Serpin E1 (SERPINE1). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Fibrinolyse und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	PAI-1/Serpin E1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5054
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-199 von humanem PAI-1/Serpin E1 (NP_000593.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05121
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel