


Anti-Paics Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P22234

Artikelnummer: CM0025307



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes PAICS (bifunktionales Enzym der Purinbiosynthese). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Nukleotidmetabolismus und der Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAICS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ADE2, AIRC, PAIS, ADE2H1, PAICSD, PAICS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10606
Gen-ID	10606
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 176-425 des humanen PAICS (NP_001072992.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22234
Proteinmasse	47 kDa
Versand	Eisbeutel