

Anti-Paip1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H074

Artikelnummer: CM0026007



Einführung

PAIP1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, der humanes, murines und rattes PAIP1 nachweist. Er unterstützt die Forschung zur Translationsinitiation und zum mRNA-Umsatz — Q9H074.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAIP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PAIP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10605
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem PAIP1 (NP_877590.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H074
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel