


Anti-Pak1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13153

Artikelnummer: CM0029234



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen PAK1 (Q13153), validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zytoskelettdynamik, Zellsignalisierung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5058
GenID	5058
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem PAK1 (Q13153) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13153
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eispackung