

Anti-Pak1p1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nwt1

Artikelnummer: CM0021925

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PAK1IP1, einen PAK1-Kinase-Inhibitor und Faktor der Ribosomenbiogenese. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Geeignet für Studien zur nukleolaren Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK1IP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PIP1; MAK11; WDR84; hPIP1; bA421M1.5; PAK1IP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55003
Gen-ID	55003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-392 des menschlichen PAK1IP1 (NP_060376.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NWT1
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel