


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Pak1/Pak2/Pak3-Antikörper Für Wb, Elisa - Q13153/Q13177/O75914

Artikelnummer: CM0020046



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen PAK1, PAK2 und PAK3 (PAKalpha). Für WB und ELISA validiert, mit Reaktivität in menschlichen, murinen und Rattengeweben. Ideal zur Untersuchung der Dynamik des Zytoskeletts und von Zell-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK1/PAK2/PAK3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAKalpha; PAK1/PAK2/PAK3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5058/5062/5063
Gen-ID	5058/5062/5063
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von humanem PAK1/PAK2/PAK3 (NP_002567.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13153/Q13177/O75914
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Kühlakku