

Anti-Pak2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13177

Artikelnummer: CM0026202



Einführung

PAK2 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-PAK2 (~58 kDa). Ideal für Anwendungen in der Erforschung von Kinase-Signalwegen, Apoptose und dem Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; PAK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5062
GenID	5062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 120-240 von humanem PAK2 (NP_002568.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13177
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel