

Anti-Pak2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Artikelnummer: CM0007867



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes PAK2 (Q13177), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Zytoskelettregulation, Apoptose und Zellproliferationswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; p58; PAK-2; S6/H4 kinase; PAK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5062
GenID	5062
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PAK2 (Q13177) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13177
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel