


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Pak3-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75914

Artikelnummer: CM0009610



Einführung

PAK3-Kaninchen-mAb (O75914), validiert für WB, IHC-P und ELISA; reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung mit Fokus auf synaptische Plastizität, die Morphologie dendritischer Dornen und Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ARA; bPAK; MRX30; MRX47; OPHN3; PAK-3; XLID30; PAK3beta; beta-PAK; PAK3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5063
GeneID	5063
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen PAK3 (O75914) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O75914
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku