


Anti-Pak6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqu5

Artikelnummer: CM0030803



Einführung

Anti-PAK6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines PAK6 (auch bekannt als PAK5), eine Serin/Threonin-Kinase, die an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Selektiv exprimiert in Gehirn und Hoden. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAK5; PAK6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56924
GenID	56924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-270 von menschlichem PAK6 (NP_064553.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQU5
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eisbeutel