

Anti-Pak6 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqu5

Artikelnummer: CM0030793

Einführung

Anti-PAK6 Kaninchen-polyklonales Antikörper validiert für WB und ELISA. Detektiert humanes und murines PAK6 (auch bekannt als PAK5), eine Serin/Threonin-Kinase, die an der Regulations der Transkription beteiligt ist. Wird selektiv in Gehirn und Hoden exprimiert. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAK6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PAK5; PAK6
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	56924
GeneID	56924
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 des menschlichen PAK6 (NP_064553.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQU5
Proteinmasse	75 kDa
Versand	Eisbeutel