

Anti-Palb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Yc2

Artikelnummer: CM0030701



Einführung

PALB2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Dieser Antikörper richtet sich gegen das humane Protein „Partner and localizer of BRCA2“, ein Schlüsselprotein in der homologen Rekombinationsreparatur und dem Fanconi-Anämie-Weg. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PALB2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	FANCN; PNCA3; PALB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79728
GenID	79728
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 99-198 von humanem PALB2 (NP_078951.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86YC2
Proteingewicht	131 kDa
Versand	Eisbeutel