

Anti-Pald1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ule6

Artikelnummer: CM0017865

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PALD1 (Paladin), hergestellt gegen ein rekombinantes N-terminales Protein. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA in humanen, murinen und rattigen Proben; erkennt das ~97 kDa zytosolische Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PALD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PALD; KIAA1274; PALD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27143
GenID	27143
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem PALD1 (NP_055246.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULE6
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel