


Anti-Palladin Rabbit Mab Für Wb, Elisa - Q8Wx93

Artikelnummer: CM0005210



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Palladin-Antikörper für WB und ELISA. Immunogen: Aminosäuren 1-100 von menschlichem Palladin. Erkennt Organisator des Aktin-Zytoskeletts; hohe Expression in Prostata, Eierstock, Dickdarm, Niere. Validiert für Human. - Q8WX93

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Palladin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MYN; PNCA1; CGI151; SIH002; CGI-151; Palladin
Spezies	Human
Gen-ID	23022
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem Palladin (NP_001159582.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8WX93
Proteingewicht	151kDa
Versand	Eisbeutel