

Anti-Pam16 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3D7

Artikelnummer: CM0030877

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PAM16 (TIM16, MAGMAS), validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Erkennt ein 14 kDa Protein; geeignet für die Erforschung des mitochondrialen Imports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PAM16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIM16; MAGMAS; SMDMDM; TIMM16; CGI-136; PAM16
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	51025
Gen-ID	51025
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 21-125 von humanem PAM16 (NP_057153.8) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y3D7
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eistasche