


Anti-Pan 14-3-3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Artikelnummer: CM0006354



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Monoklonalantikörper, der alle sieben menschlichen 14-3-3-Isoformen (θ , β , γ , ϵ , ζ , η , σ) erkennt. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichen, murinen (Maus) und Ratten-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan 14-3-3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	1C5; HS1; 14-3-3; GW128; YWHAA; KCIP-1; HEL-S-1; HEL4; YWHAD; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; pan 14-3-3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GenID	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen pan 14-3-3 (NP_006817.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Proteingewicht	27kDa/28kDa/29kDa
Versand	Eisbeutel