


Anti-Pan-14-3-3 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P27348 / P31946 / P61981 / P62258 / P63104 / Q04917 / P31947

Artikelnummer: CM0022017



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Pan-14-3-3 (YWHAB, YWHAZ, etc.), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte und Afrikanischer Grüner Meerkatze. Ideal für die Zellsignal- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-14-3-3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	YWHA; S1C5; HS1; 14-3-3; Pan-14-3-3
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
GenelD	10971/7529/7532/7531/7534/7533/2810
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen Pan-14-3-3
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Afrikanische Grüne Meerkatze
SWISS	P27348/P31946/P61981/P62258/P63104/Q04917/P31947
Proteingewicht	27 kDa / 28 kDa
Versand	Kühlakku