

Anti-Pan-Cadherin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P55283

Artikelnummer: CM0022697



Einführung

CamelBio Pan-Cadherin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt konservierte Cadherin-Region für breite Zelladhadhäsions- und diagnostische Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pan-Cadherin Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	999/1000/1001/1002
GenID	999/1000/1001/1002
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 800-882 von humanem Pan-Cadherin (NP_004351.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12830/P19022/P22223/P55283
Versand	Eisbeutel