


Anti-Pan-Pkc-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Artikelnummer: CM0022686



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen pan-PKC (PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für die PKC-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-PKC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; pan-PKC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GenID	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 572-672 von humanem PRKCA (NP_002728.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Proteingewicht	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Versand	Eisbeutel