

Anti-Pan-Trk-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Artikelnummer: CM0021455



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes pan-Trk (NTRK1/2/3) gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus validiert wurde. Ideal für die Neurotrophin-Signalisierung und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	pan-Trk Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4914/4915/4916
Gen-ID	4914/4915/4916
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 697-796 von humanem pan-Trk (NP_002520.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Versand	Eisbeutel